

— ABLYBIO, Help Your Research



CDNF (YD17012) Rabbit mAb

货号: **AYD14750**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC-P: 1:100 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	21kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Trophic factor for dopamine neurons. Prevents the 6-hydroxydopamine (6-OHDA)-induced degeneration of dopaminergic neurons. When administered after 6-OHDA-lesioning, restores the dopaminergic function and prevents the degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra (By similarity)
基因ID	441549
基因名	CDNF
Swiss	Q49AH0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q49AH0/entry)
别名	CDNF (YD17012),CDNF (YD17012) Rabbit mAb,CDNF,ARMET-like protein 1,Conserved dopamine neurotrophic factor,ARMETL1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)