

DcR2 (YD20590) Rabbit mAb

货号: **AYD14761**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1
细胞定位	Membrane
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain, a transmembrane domain, and a truncated cytoplasmic death domain . This receptor does not induce apoptosis, and has been shown to play an inhibitory role in TRAIL-induced cell apoptosis.
基因ID	8793
基因名	TNFRSF10D
Swiss	Q9UBN6

别名	DcR2 (YD20590)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn