

# TAF15 (YD18834) Rabbit mAb

货号: **AYD14762**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	62kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SKOV3,Jurkat
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息





抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the TET family of RNA-binding proteins. The encoded protein plays a role in RNA polymerase II gene transcription as a component of a distinct subset of multi-subunit transcription initiation factor TFIID complexes. Translocations involving this gene play a role in acute leukemia and ext raskkeletal myxoid chondrosarcoma, and mutations in this gene may play a role in amyotrophic lateral scl erosis. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this ge ne.
基因ID	8148
基因名	TAF15

Swiss	Q92804
别名	TAF15 (YD18834)

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)