

— ABLYBIO, Help Your Research



C2orf69 (YD16844) Rabbit mAb

货号: **AYD14771**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	43kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May play a role in the respiratory chain
基因ID	205327

基因名	C2orf69
Swiss	Q8N8R5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N8R5/entry)
别名	C2orf69 (YD16844),C2orf69 (YD16844) Rabbit mAb,C2orf69

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)