

GSDMA (YD16842) Rabbit mAb

货号: **AYD14772**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	49kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, perinuclear region, cytosol, Cell membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This form constitutes the precursor of the pore-forming protein and acts as a sensor of infection: upon infection by S.pyogenes, specifically cleaved by S.pyogenes effector protein SpeB in epithelial cells, releasing the N-terminal moiety (Gasdermin-A, N-terminal) that binds to membranes and forms pores, triggering pyroptosis
基因ID	284110
基因名	GSDMA
Swiss	Q96QA5

别名	GSDMA (YD16842)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn