

# MRC2 (YD16794) Rabbit mAb

货号: **AYD14797**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	167kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,HeLa,Mouse kidney
细胞定位	Membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the mannose receptor family of proteins that contain a fibronectin type II domain and multiple C-type lectin-like domains. The encoded protein plays a role in extracellular matrix remodeling by mediating the internalization and lysosomal degradation of collagen ligands. Expression of this gene may play a role in the tumorigenesis and metastasis of several malignancies including breast cancer, gliomas and metastatic bone disease.
基因ID	9902
基因名	MRC2
Swiss	Q9UBG0

别名	MRC2 (YD16794)
----	----------------

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)