

— ABLYBIO, Help Your Research



LORICRIN (YD16735) Rabbit mAb

货号: **AYD14813**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse skin,Rat skin
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, nucleoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes loricrin, a major protein component of the cornified cell envelope found in terminally differentiated epidermal cells. Mutations in this gene are associated with Vohwinkel's syndrome and progressive symmetric erythrokeratoderma, both inherited skin diseases.
------	--

基因ID	4014
基因名	LORICRIN
Swiss	P23490 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23490/entry)
别名	LORICRIN (YD16735),LORICRIN (YD16735) Rabbit mAb,LORICRIN,LOR,LRN

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)