

— ABLYBIO, Help Your Research



NFYA (YD12606) Rabbit mAb

货号: **AYD14822**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	37kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Component of the sequence-specific heterotrimeric transcription factor (NF-Y) which specifically recognizes a 5'-CCAAT-3' box motif found in the promoters of its target genes. NF-Y can function as both an activator and a repressor, depending on its interacting cofactors. NF-YA positively regulates the transcription of the core clock component BMAL1
------	--

基因ID	4800
基因名	NFYA
Swiss	P23511 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23511/entry)
别名	NFYA (YD12606),NFYA (YD12606) Rabbit mAb,NFYA,CAAT box DNA-binding protein subunit A,Nuclear transcription factor Y subunit A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)