

— ABLYBIO, Help Your Research



# POLDIP2 (YD14748) Rabbit mAb

货号: **AYD14833**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,HepG2,HeLa,Mouse heart,Mouse kidney
细胞定位	Mitochondrion matrix, Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that interacts with the DNA polymerase delta p50 subunit, as well as with proliferating cell nuclear antigen. The encoded protein maybe play a role in the ability of the replication fork to bypass DNA lesions. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	---

基因ID	26073
基因名	POLDIP2
Swiss	Q9Y2S7 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y2S7/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y2S7/entry</a> )
别名	POLDIP2 (YD14748),POLDIP2 (YD14748) Rabbit mAb,POLDIP2,38 kDa DNA polymerase delta interaction p rote in,PDIP38

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)