

# Interferon beta (YD16512) Rabbit mAb

货号: **AYD14849**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Recombinant Mouse IFN-beta Protein
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Enables cytokine activity and type I interferon receptor binding activity. Involved in B cell proliferation; cellular response to virus; and type I interferon signaling pathway. Acts upstream of or within several processes, including cellular response to organic cyclic compound; defense response to other organism; and negative regulation of osteoclast differentiation. Located in extracellular space. Is expressed in embryo and liver. Human ortholog(s) of this gene implicated in COVID-19. Orthologous to human IFNB1 (interferon beta 1).
基因ID	15977
基因名	Ifnb1

<b>Swiss</b>	P01575
别名	Interferon beta (YD16512)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)