

— ABLYBIO, Help Your Research



SIGIRR (YD16406) Rabbit mAb

货号: **AYD14864**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--


靶点信息

研究背景	Acts as a negative regulator of the Toll-like and IL-1R receptor signaling pathways. Attenuates the recruitment of receptor-proximal signaling components to the TLR4 receptor, probably through an TIR-TIR domain interaction with TLR4. Through its extracellular domain interferes with the heterodimerization of I1R1 and IL1RAP
------	--


基因ID	59307
基因名	SIGIRR
Swiss	Q6IA17 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6IA17/entry)
别名	SIGIRR (YD16406),SIGIRR (YD16406) Rabbit mAb,SIGIRR,Single Ig IL-1R-related molecule,Single immunoglobulin domain-containing IL1R-related protein,Toll/interleukin-1 receptor 8

产品验证

Mouse kidney



Caco2



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)