

NeuroD1 (YD16360) Rabbit mAb

货号: **AYD14866**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C6,SH-SY5Y
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the NeuroD family of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors. The protein forms heterodimers with other bHLH proteins and activates transcription of genes that contain a specific DNA sequence known as the E-box. It regulates expression of the insulin gene, and mutations in this gene result in type II diabetes mellitus.
基因ID	4760
基因名	NEUROD1
Swiss	Q13562

别名	NeuroD1 (YD16360)
----	-------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn