

— ABLYBIO, Help Your Research



# JAK2 (YD14516) Rabbit mAb

货号: **AYD14880**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	131kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT29
细胞定位	Endomembrane system, Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene product is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways. It has been found to be constitutively associated with the prolactin receptor and is required for responses to gamma interferon. Mice that do not express an active protein for this gene exhibit embryonic lethality associated with the absence of definitive erythropoiesis.
------	---

基因ID	3717
基因名	JAK2
Swiss	O60674 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O60674/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O60674/entry</a> )
别名	JAK2 (YD14516),JAK2 (YD14516) Rabbit mAb,JAK2,Janus kinase 2

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)