

— ABLYBIO, Help Your Research



# ERAS (YD16221) Rabbit mAb

货号: **AYD14885**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Ras proteins bind GDP/GTP and possess intrinsic GTPase activity. Plays an important role in the tumor-like growth properties of embryonic stem cells (By similarity)
基因ID	3266

基因名	ERAS
Swiss	Q7Z444 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q7Z444/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q7Z444/entry</a> )
别名	ERAS (YD16221),ERAS (YD16221) Rabbit mAb,ERAS,Embryonic stem cell-expressed Ras,HRAS2,HRASP

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)