

Angiopoietin 2 (YD14520) Rabbit mAb

货号: **AYD14887**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,HT-29,HepG2,K-562,Raji,Mouse brain,Mouse spleen,Rat kidney,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an antagonist of angiopoietin 1 (ANGPT1) and endothelial TEK tyrosine kinase (TIE-2, TEK). The encoded protein disrupts the vascular remodeling ability of ANGPT1 and may induce endothelial cell apoptosis. Three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene.
基因ID	285
基因名	ANGPT2
Swiss	O15123

别名	Angiopoietin 2 (YD14520)
----	--------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn