

GRSF1 (YD31531) Rabbit mAb

货号: **AYD14889**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 53kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | HeLa,mouse kidney |
| 细胞定位 | Mitochondrion matrix, Cytoplasm |
| 纯化 | |




抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|---|
| 研究背景 | The protein encoded by this gene is a cellular protein that binds RNAs containing the G-rich element. The protein is localized in the cytoplasm, and has been shown to stimulate translation of viral mRNAs in vitro. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. |
| 基因ID | 2926 |
| 基因名 | GRSF1 |
| Swiss | Q12849 |
| 别名 | GRSF1 (YD31531) |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn