

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospholipase C beta 1 (YD12304) Rabbit mAb

货号: **AYD14916**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	138kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus membrane, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalyzes the hydrolysis of 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate into diacylglycerol (DAG) and inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and mediates intracellular signaling downstream of G protein-coupled receptors (PubMed:27653213). Regulates the function of the endothelial barrier (PubMed:27653213)
------	--

基因ID	3134
基因名	Plcb1
Swiss	Q9Z1B3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Z1B3/entry)
别名	Phospholipase C beta 1 (YD12304),Phospholipase C beta 1 (YD12304) Rabbit mAb,Plcb1,PLC-154,Phosphoinositide phospholipase C-beta-1,Phospholipase C-beta-1,Plcb

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)