

# BCKDK (YD32353) Rabbit mAb

货号: **AYD14922**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	22Rv1
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase complex (BCKD) is an important regulator of the valine, leucine, and isoleucine catabolic pathways. The protein encoded by this gene is found in the mitochondrion, where it phosphorylates and inactivates BCKD. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	10295
基因名	BCKDK
Swiss	O14874

别名	BCKDK (YD32353)
----	-----------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)