

HSPA12A (YD16086) Rabbit mAb

货号: **AYD14924**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	75kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
基因ID	259217
基因名	HSPA12A
Swiss	O43301
别名	HSPA12A (YD16086)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn