

AP2 gamma (YD14077) Rabbit mAb

货号: **AYD14948**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	49kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse lung,Rat lung
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a sequence-specific DNA-binding transcription factor involved in the activation of several developmental genes. The encoded protein can act as either a homodimer or hetero dimer with other family members and is induced during retinoic acid-mediated differentiation. It plays a role in the development of the eyes, face, body wall, limbs, and neural tube.
基因ID	7022
基因名	TFAP2C
Swiss	Q92754

别名	AP2 gamma (YD14077)
----	---------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn