

AGXT (YD15205) Rabbit mAb

货号: **AYD14956**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	43kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Peroxisome
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Peroxisomal aminotransferase that catalyzes the transamination of glyoxylate to glycine and contributes to the glyoxylate detoxification (PubMed:10960483, PubMed:12777626, PubMed:23229545, PubMed:24055001, PubMed:26149463). Also catalyzes the transamination between L-serine and pyruvate and contributes to gluconeogenesis from the L-serine metabolism (PubMed:10347152)
基因ID	189
基因名	AGXT
Swiss	P21549

别名	AGXT (YD15205)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn