

Tyrosine 3-monooxygenase (YD12354) Rabbit mAb

货号: AYD14958

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, perinuclear region, Nucleus, Cell projection, axon, Cytoplasmic vesicle, secretory vesicle, synaptic vesicle
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is involved in the conversion of tyrosine to dopamine. It is the rate-limiting enzyme in the synthesis of catecholamines, hence plays a key role in the physiology of adrenergic neurons. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive Segawa syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.
基因ID	7054
基因名	TH

Swiss	P07101
别名	Tyrosine 3-monooxygenase (YD12354)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn