

GC-C (YD15923) Rabbit mAb

货号: **AYD14965**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	123kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Endoplasmic reticulum membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Guanylyl cyclase that catalyzes synthesis of cyclic GMP (cGMP) from GTP
基因ID	3134
基因名	Gucy2c
Swiss	Q3UWA6
别名	GC-C (YD15923)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn