

— ABLYBIO, Help Your Research



Lhx2 (YD15873) Rabbit mAb

货号: **AYD14973**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Acts as a transcriptional activator. Stimulates the promoter of the alpha-glycoprotein gene. Transcriptional regulatory protein involved in the control of cell differentiation in developing lymphoid and neural cell types
------	--

基因ID	3134
基因名	Lhx2
Swiss	Q9Z0S2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Z0S2/entry)
别名	Lhx2 (YD15873),Lhx2 (YD15873) Rabbit mAb,Lhx2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)