

FSTL1 (YD15793) Rabbit mAb

货号: **AYD14989**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	OVCAR3,Mouse brain,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein with similarity to follistatin, an activin-binding protein. It contains an FS module, a follistatin-like sequence containing 10 conserved cysteine residues. This gene product is thought to be an autoantigen associated with rheumatoid arthritis.
基因ID	11167
基因名	FSTL1
Swiss	Q12841
别名	FSTL1 (YD15793)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn