

# ARL15 (YD15761) Rabbit mAb

货号: **AYD14993**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse pancreas
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Predicted to enable GTP binding activity and GTPase activity. Located in extracellular exosome.
基因ID	54622
基因名	ARL15
Swiss	Q9NXU5
别名	ARL15 (YD15761)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)