

Egr1 (YD15698) Rabbit mAb

货号: **AYD15012**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	58kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Jurkat,RAW264.7,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentiation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppressor gene.
基因ID	1958
基因名	EGR1
Swiss	P18146
别名	Egr1 (YD15698)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn