

MyoD1 (YD15696) Rabbit mAb

货号: **AYD15013**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse skeletal muscle
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a nuclear protein that belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors and the myogenic factors subfamily. It regulates muscle cell differentiation by inducing cell cycle arrest , a prerequisite for myogenic initiation. The protein is also involved in muscle regeneration. It activates its own transcription which may stabilize commitment to myogenesis.
基因ID	4654
基因名	MYOD1
Swiss	P15172

别名	MyoD1 (YD15696)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn