

— ABLYBIO, Help Your Research



LYVE1 (YD15653) Rabbit mAb

货号: **AYD15024**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--


靶点信息

研究背景	This gene encodes a type I integral membrane glycoprotein. The encoded protein acts as a receptor and binds to both soluble and immobilized hyaluronan. This protein may function in lymphatic hyaluronan transport and have a role in tumor metastasis.
------	--

基因ID	10894
基因名	LYVE1
Swiss	Q9Y5Y7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y5Y7/entry)
别名	LYVE1 (YD15653),LYVE1 (YD15653) Rabbit mAb,LYVE1,Cell surface retention sequence-binding protein 1,Extracellular link domain-containing protein 1,Hyaluronic acid receptor,CRSBP1,HAR,XLKD1

产品验证

Human fetal spleen



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)