

— ABLYBIO, Help Your Research



Uteroglobulin (YD15436) Rabbit mAb

货号: **AYD15054**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	11kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Binds phosphatidylcholine, phosphatidylinositol, polychlorinated biphenyls (PCB) and weakly progesterone, potent inhibitor of phospholipase A2
基因ID	3134

基因名	Scgb1a1
Swiss	Q06318 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q06318/entry)
别名	Uteroglobin (YD15436),Uteroglobin (YD15436) Rabbit mAb,Scgb1a1,Club cell 17 kDa protein,Club cell phospholipid-binding protein,Club cells 10 kDa secretory protein,PCB-binding protein,Secretoglobin family 1 A member 1,Cc10,Ugb,Utg

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)