

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD40 (YD15315) Rabbit mAb

货号: **AYD15090**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Receptor for TNFSF5/CD40LG (By similarity). Transduces TRAF6- and MAP3K8-mediated signals that activate ERK in macrophages and B cells, leading to induction of immunoglobulin secretion (PubMed:12881420)
------	--

基因ID	3134
基因名	Cd40
Swiss	P27512 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P27512/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P27512/entry</a> )
别名	CD40 (YD15315),CD40 (YD15315) Rabbit mAb,Cd40,B-cell surface antigen CD40,Bp50,CD40L receptor,Tnfrsf5

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)