

— ABLYBIO, Help Your Research



RAG2 (YD15242) Rabbit mAb

货号: **AYD15105**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Core component of the RAG complex, a multiprotein complex that mediates the DNA cleavage phase during V(D)J recombination. V(D)J recombination assembles a diverse repertoire of immunoglobulin and T-cell receptor genes in developing B and T-lymphocytes through rearrangement of different V (variable), in some cases D (diversity), and J (joining) gene segments. DNA cleavage by the RAG complex occurs in 2 steps: a first nick is introduced in the top strand immediately upstream of the heptamer, generating a 3'-hydroxyl group that can attack the phosphodiester bond on the opposite strand in a direct transesterification reaction, thereby creating 4 DNA ends: 2 hairpin coding ends and 2 blunt, 5'-phosphorylated ends. The chromatin structure plays an essential role in the V(D)J recombination reactions and the presence of histone H3 trimethylated at 'Lys-4' (H3K4me3) stimulates both the nicking and hairpinning steps. The RAG complex also plays a role in pre-B cell allelic exclusion, a process leading to expression of a single immunoglobulin heavy chain allele to enforce clonality and monospecific recognition by the B-cell antigen receptor (BCR) expressed on individual B-lymphocytes. The introduction of DNA breaks by the RAG complex on one immunoglobulin allele induces ATM-dependent repositioning of the other allele to pericentromeric heterochromatin, preventing accessibility to the RAG complex and recombination of the second allele. In the RAG complex, RAG2 is not the catalytic component but is required for all known catalytic activities mediated by RAG1. It probably acts as a sensor of chromatin state that recruits the RAG complex to H3K4me3
基因ID	3134
基因名	Rag2
Swiss	P21784 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P21784/entry)
别名	RAG2 (YD15242),RAG2 (YD15242) Rabbit mAb,Rag2,Rag-2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)