

FOXO1A (YD15188) Rabbit mAb

货号: **AYD15117**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	70kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Mouse brain,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct fork head domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in myogenic growth and differentiation. Translocation of this gene with PAX3 has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma.
基因ID	2308
基因名	FOXO1
Swiss	Q12778

别名	FOXO1A (YD15188)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn