

— ABLYBIO, Help Your Research



Nestin (YD15123) Rabbit mAb

货号: **AYD15135**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	177kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Neuro-2a
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the intermediate filament protein family and is expressed primarily in nerve cells.
基因ID	10763

基因名	NES
Swiss	P48681 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P48681/entry)
别名	Nestin (YD15123),Nestin (YD15123) Rabbit mAb,NES

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)