

# CLDN18.2 (YD15119) Rabbit mAb

货号: **AYD15136**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell junction, tight junction, Lateral cell membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Required for the formation of the gastric paracellular barrier via its role in tight junction formation, thereby involved in the response to gastric acidification
基因ID	
基因名	CLDN18
Swiss	P56856-2
别名	CLDN18.2 (YD15119)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)