

— ABLYBIO, Help Your Research



EPB41L1 (YD15021) Rabbit mAb

货号: **AYD15158**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	99kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May function to confer stability and plasticity to neuronal membrane via multiple interactions, including the spectrin-actin-based cytoskeleton, integral membrane channels and membrane-associated guanylate kinases
------	---

基因ID	2036
基因名	EPB41L1
Swiss	Q9H4G0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H4G0/entry)
别名	EPB41L1 (YD15021),EPB41L1 (YD15021) Rabbit mAb,EPB41L1,Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 1,Neuronal protein 4.1,KIAA0338

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)