

Oct-2 (YD15014) Rabbit mAb

货号: **AYD15160**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB ICC/IF FC IP |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 51kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Raji,Daudi,HepG2,NIH/3T3 |
| 细胞定位 | Cytoplasm, Nucleus |
| 纯化 | |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | The protein encoded by this gene is a homeobox-containing transcription factor of the POU domain family . The encoded protein binds the octamer sequence 5'-ATTTGCAT-3', a common transcription factor binding site in immunoglobulin gene promoters. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. |
| 基因ID | 5452 |
| 基因名 | POU2F2 |
| Swiss | P09086 |

| | |
|----|-----------------|
| 别名 | Oct-2 (YD15014) |
|----|-----------------|

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn