

# GAL4 (YD15011) Rabbit mAb

货号: **AYD15163**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HCT116,mouse large intestine,rat large intestine
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. The expression of this gene is restricted to small intestine, colon, and rectum, and it is underexpressed in colorectal cancer.
基因ID	3960
基因名	LGALS4
Swiss	P56470
别名	GAL4 (YD15011)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)