

# Von Willebrand Factor (YD14963) Rabbit mAb

货号: **AYD15183**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	309kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	ECV-304
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a glycoprotein involved in hemostasis. The encoded preproprotein is proteolytically processed following assembly into large multimeric complexes. These complexes function in the adhesion of platelets to sites of vascular injury and the transport of various proteins in the blood. Mutations in this gene result in von Willebrand disease, an inherited bleeding disorder. An unprocessed pseudogene has been found on chromosome 22.
基因ID	7450
基因名	VWF
Swiss	P04275

别名	Von Willebrand Factor (YD14963)
----	---------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)