

# RBM6 (YD14961) Rabbit mAb

货号: **AYD15185**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	129kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,293T,HeLa,HepG2
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Specifically binds poly(G RNA homopolymers in vitro.
基因ID	10180
基因名	RBM6
Swiss	P78332
别名	RBM6 (YD14961)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)