

Syk (YD14958) Rabbit mAb

货号: **AYD15187**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	72kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse spleen,Rat liver
细胞定位	Cell membrane, Cytoplasm, cytosol
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the family of non-receptor type Tyr protein kinases. This protein is widely expressed in hematopoietic cells and is involved in coupling activated immunoreceptors to downstream signaling events that mediate diverse cellular responses, including proliferation, differentiation, and phagocytosis. It is thought to be a modulator of epithelial cell growth and a potential tumour suppressor in human breast carcinomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	6850
基因名	SYK

Swiss	P43405
别名	Syk (YD14958)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn