

# Flt3 ligand (YD14950) Rabbit mAb

货号: **AYD15192**

## 产品信息


反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Stimulates the proliferation of early hematopoietic cells by activating FLT3. Synergizes well with a number of other colony stimulating factors and interleukins. Required for the development of B cells, and dendritic cells (DCs)
基因ID	2323
基因名	FLT3LG
Swiss	P49771
别名	Flt3 ligand (YD14950)



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)