

— ABLYBIO, Help Your Research



Plasminogen (YD14884) Rabbit mAb

货号: **AYD15212**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	91kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Human plasma,Mouse serum,Rat serum
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a secreted blood zymogen that is activated by proteolysis and converted to plasmin and angiostatin. Plasmin dissolves fibrin in blood clots and is an important protease in many other cellular processes while angiostatin inhibits angiogenesis. Defects in this gene are likely a cause of thrombophilia and ligneous conjunctivitis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	5340
基因名	PLG
Swiss	P00747 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00747/entry)
别名	Plasminogen (YD14884), Plasminogen (YD14884) Rabbit mAb, PLG

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)