

# UPK1A (YD14808) Rabbit mAb

货号: **AYD15224**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Mouse,Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB  |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 29kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  | Membrane  |
| 纯化    |   |

## 抗原信息



|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | Component of the asymmetric unit membrane (AUM); a highly specialized biomembrane elaborated by terminally differentiated urothelial cells. May play an important role in normal bladder epithelial physiology, possibly in regulating membrane permeability of superficial umbrella cells or in stabilizing the apical membrane through AUM/cytoskeletal interactions (By similarity) |
| 基因ID  | 11045  |
| 基因名   | UPK1A  |
| Swiss | O00322   |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 别名 | UPK1A (YD14808) |
|----|-----------------|

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)