

— ABLYBIO, Help Your Research



Aggrecan (YD14773) Rabbit mAb

货号: **AYD15231**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	261kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This proteoglycan is a major component of extracellular matrix of cartilagenous tissues. A major function of this protein is to resist compression in cartilage. It binds avidly to hyaluronic acid via an N-terminal globular region
------	---

基因ID	176
基因名	ACAN
Swiss	P16112 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16112/entry)
别名	Aggrecan (YD14773),Aggrecan (YD14773) Rabbit mAb,ACAN,Cartilage-specific proteoglycan core protein, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1,AGC1,CSPG1,MSK16

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)