

# CD39 (YD14689) Rabbit mAb

货号: **AYD15251**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	58kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen,Rat lung
细胞定位	Membrane, caveola
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a plasma membrane protein that hydrolyzes extracellular ATP and A DP to AMP. Inhibition of this protein's activity may confer anticancer benefits. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	953
基因名	ENTPD1
Swiss	P49961
别名	CD39 (YD14689)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)