

Calponin 1 (YD14660) Rabbit mAb

货号: **AYD15255**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 33kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Mouse large intestine,Mouse stomach,Rat lung,Rat stomach,Rat uterus |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | |


抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | Thin filament-associated protein that is implicated in the regulation and modulation of smooth muscle contraction. It is capable of binding to actin, calmodulin and tropomyosin. The interaction of calponin with actin inhibits the actomyosin Mg-ATPase activity (By similarity). |
| 基因ID | 1264 |
| 基因名 | CNN1 |
| Swiss | P51911 |
| 别名 | Calponin 1 (YD14660) |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn