

— ABLYBIO, Help Your Research



MTHFR (YD14600) Rabbit mAb

货号: **AYD15265**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC-P: 1:100 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	75kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat kidney
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate, a co-substrate for homocysteine remethylation to methionine. Genetic variation in this gene influences susceptibility to occlusive vascular disease, neural tube defects, colon cancer and acute leukemia, and mutations in this gene are associated with methylenetetrahydrofolate reductase deficiency.
基因ID	4524
基因名	MTHFR
Swiss	P42898 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P42898/entry)
别名	MTHFR (YD14600),MTHFR (YD14600) Rabbit mAb,MTHFR

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)