

Laminin alpha 5 (YD14553) Rabbit mAb

货号: **AYD15273**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	400kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, basement membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Binding to cells via a high affinity receptor, laminin is thought to mediate the attachment, migration and organization of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components. Plays a role in the regulation of skeletogenesis, through a mechanism that involves integrin-mediated signaling and PTK2B/PYK2 (PubMed:33242826)
基因ID	3911
基因名	LAMA5
Swiss	O15230

别名	Laminin alpha 5 (YD14553)
----	---------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn