

IGFBP4 (YD14506) Rabbit mAb

货号: **AYD15281**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse brain,mouse kidney,rat liver
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) family and encodes a protein with an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. The protein binds both insulin-like growth factors (IGFs) I and II and circulates in the plasma in both glycosylated and non-glycosylated forms. Binding of this protein prolongs the half-life of the IGFs and alters their interaction with cell surface receptors.
基因ID	3487
基因名	IGFBP4
Swiss	P22692

别名	IGFBP4 (YD14506)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn